

# Blærescanner BVT02

## Enkel i bruk

Skanneren er enkel å bruke, lett å holde, og skanningen er unnagjort på få sekunder når du først har funnet ditt målområde. Resultatene ligger tett på hverandre når du gir en riktig tagging med likt trykk, plassering og vinkling. Det er viktig med riktig bruk!

Apparatet er utviklet for norske forhold, norsk display, enkel å lese. Gjennomført godt produkt fra Kaixin ultralyd produsent. CE merket.



## Egenskaper

- Norsk språklig layout
- 3,5 farge LCD skjerm, oversiktlig og enkel
- 3 pasient typer, vanlig, barn, og adipøs
- Skannetid ca. 4 sekunder
- Ved større mengder urin enn skanneren kan måle vil en alarm gi beskjed
- Ved valg av ulike bildekontraster kan målingen bli enda mer eksakt
- Preskanning starter ved å trykke på startknappen på proben. Scanningen gjennomføres ved neste trykk. Så enkelt og så raskt kan en blæreskanning gjøres.

## Spesifikasjon

Standby time: 9 timer

Størrelse på hovedenheten: 90x98x25 mm, LxHxB

Vekt på hovedenhet er 750 gram inkl batteri og probe.

Beregning av volum skjer i 12 plan, intervaller a´ 15 grader

Volum måles i mm. f.eks. 1 mm.

Måleområde: 20 – 999 ml

Målenøyaktighet: <15%

### Standard oppsett:

Hovedenhet 1 stk

Probe 1 stk

Strøm adapter 1 stk

Intern batteri 1 stk

**Tilleggsutstyr:** Calibrerings enhet, 1 stk



**Besøksadresse:** Kjelsåsveien 174A, 0884 Oslo

**Postadresse:** Postboks 82 Kjelsås, 0411 Oslo

**Telefon:** +47 67 07 91 80

**E-post:** post@enimed.no

**www.enimed.no**

**enimed** )))