

BLADDERSCAN BVI 6100

BVI 6100 er liten og smidig, gjør raske og nøyaktige målinger, er enkel å lære og bruke.



Et bærbart og brukervennlig ultralydapparat som raskt og nøyaktig måler volumet i blæren. Risikoen for urinveisinfeksjon unngås da det ikke utføres unødvendige kateteriseringer, samtidig som pasienten unngår unødig ubehag. En rask og enkel undersøkelse for både pasienter og ansatte.

BVI 6100 er en liten håndholdt modell. Størrelsen på enheten gjør at den er veldig enkel å ta med seg på for eksempel hjemmebesøk. BVI 6100 er klar til bruk umiddelbart når den fjernes fra ladedocken. Det kreves ingen tid for å starte opp enheten.

BVI 6100 har et display som viser hvor stort volumet er og hvordan det har blitt fanget. Displayet viser også ved hjelp av piler hvordan enheten skal siktes for å oppnå et optimalt treff.

BRUKSOMRÅDER

- Ved måling av resturin og mistanke om urinretensjon
- Ved undersøkelse av inkontinens og ved mistanke om kateterblokkering
- Hjelp til blæretrening og evaluering av medikamentell behandling

TEKNISK SPESIFIKASJON

- Vekt 340 g, Størrelse B 6 cm. H 19 cm, L 9 cm
- Batteri 3,8V Li-Ion, fulladet batteri gir 5 timers bruk
- Nøyaktighet $\pm 15\%$, ± 15 mL mellom 0-999 mL
- Måleområde, 0-999 ml
- Skannetid 3 sek.
- Skannefrekvens 3,7 MHz
- Skannevinkel 120°
- Skannedybde > 15 cm
- 3D volumetrisk sonde, B-modus prøvetaking
- LCD-skjerm, gråskala
- Presisjonssikt på enhetens LCD-skjerm



Med BladderScan tilgjengelig, blir det gjort flere blærevolummålinger enn aldri før. Det betyr bedre kontroll, økt kvalitet på omsorgen og økt sikkerhet for både pasienter og behandlere.

For mer informasjon: www.verathon.com/bladderscan